



Huidcatalogus

Apparatuur voor huidspecialisten

- ✓ Hoogwaardige kwaliteit
- ✓ Uitstekende service (onderhoud en trainingen)
- ✓ Leasemogelijkheden



Méér dan lasers ...

Inhoud

LightSheer Desire	3
Splendor X	4
FOX XPulse	5
M22	6
FlexSys	8
ELVii 532 VP	9
ResurFX	10
Vivace	11
VirtueRF	12
GME Multilite PDT lamp	13

Indiba EDNA ONE	14
Indiba EDNA PRO MAX	15
Clatuu Alpha	16
SNJ Finebeam Qplus	18
SNJ Finebeam DUAL	19
Training op maat	20
Toskani	21
Verhuur	22
Laserveiligheidsbrillen	23

De huidcatalogus laat slechts een greep uit ons brede assortiment zien. Kijk voor ons complete assortiment ook op www.laservision.nl. Mocht u extra informatie willen kunt u altijd contact met een van onze collega's opnemen via **T. 0529 - 428 000** of via info@laservision.nl

Leasemogelijkheden

Bij ons heb je de mogelijkheid om apparatuur te leasen. Op deze manier hoef je de investering niet in één keer te doen, maar kun je het verspreiden over een aantal jaar. Je kunt bij ons kiezen tussen Financial Lease/ Huurkoop en Operational Lease.

Voordelen

- ✓ Direct aan de slag zonder hoge investering
- ✓ Altijd de nieuwste apparatuur
- ✓ Je kunt de investering spreiden over termijnen
- ✓ Mogelijk fiscaal voordeel

Meer weten over de leasemogelijkheden?

Kijk op laservision.nl/lease-mogelijkheden of vraag onze adviseurs.

Ontharingslasers

Lumenis LightSheer

Desire, Desire Light & Desire Quattro

Systeem: Diodelaser

Golflengte: 805nm



Ontharen via traditionele methodes is vaak erg vervelend en pijnlijk. Bovendien zijn dit tijdelijke oplossingen. Hierdoor is er vanuit de consumenten steeds meer vraag naar permanente ontharing door middel van een laser.

Met de LightSheer is de gouden standaard op het gebied van laserontharen voor handen. De LightSheer Desire kan geleverd worden met drie verschillende handstukken. Dit zorgt ervoor dat je een grote doelgroep kunt bereiken. Zowel de lichte als donkere huidtypen kunnen effectief, veilig en comfortabel onthaard worden. De combinatie van de handstukken zorgt ervoor dat zowel grote als kleine zones onthaard kunnen worden.

Zoals gezegd kan er gekozen worden uit drie verschillende handstukken, namelijk:

- Het HS handstuk heeft een grote spotsize (22 x 35 millimeter), waardoor grotere oppervlakten snel behandeld kunnen worden. Het handstuk zuigt de huid vacuüm, waardoor het minder gevoelig zal zijn.
- Het XC handstuk heeft een spotsize van 12 x 12 millimeter en beschikt over een chilltip, die zorgt voor een comfortabele behandeling.
- Het ET handstuk heeft een spotsize van 9 x 9 millimeter en beschikt over een chilltip, die zorgt voor een comfortabele behandeling. Dit handstuk is zeer geschikt voor kleine oppervlakten en is zeer nauwkeurig.



Lumenis LightSheer

Desire

Meerdere handstukken mogelijk



Lumenis LightSheer

Light

Slechts één handstuk mogelijk



Lumenis LightSheer

Quattro

Standaard met twee handstukken



Voor



Na

Voordelen

- ✓ Alle huidtypen kunnen veilig worden onthaard
- ✓ Eenvoudig te vervoeren
- ✓ Snelle werking: behandel een rug in slechts 25 minuten
- ✓ Hoog vermogen voor optimaal resultaat
- ✓ Comfortabel door vacuümtechnologie
- ✓ Gekoelde handstukken voor optimaal comfort

Indicaties

- ✓ Ontharen
- ✓ Ingegroeide haren (PFB)

Splendor X

Systeem: Alexandriet en Nd:YAG
Golflengte: 755 en 1064nm



Nd:YAG in combinatie met Alexandriet

De Splendor X is een zeer effectieve ontharingslaser doordat er gebruik wordt gemaakt van twee lasers die gecombineerd kunnen worden, namelijk een Alexandriet en Nd:YAG laser. Beide lasers / golflengtes kunnen simultaan aangeboden worden met verschillende penetratiedieptes. Dit zorgt ervoor dat je effectiever kunt behandelen en er goede resultaten worden behaald. Deze combinatie zorgt er verder voor dat je ieder huidtype kunt behandelen met slechts één apparaat.


Ergonomisch handstuk met ingebouwde rookafzuiging

De Splendor X beschikt over een handstuk met ingebouwde rookafzuiging. Hierdoor zal de geur aanzienlijk minder zijn en zul je

minder schadelijke stoffen inademen. Daarnaast is het ergonomische handstuk voorzien van een dubbel koelsysteem voor extra comfort van jouw klant. Een ander groot voordeel van de Splendor X is dat je een vierkante spot kunt gebruiken. Hierdoor kun je de shots netjes naast elkaar plaatsen. Je kunt de volledige oppervlakte behandelen zonder overlap en met minder risico's.

Twee golflengtes met verschillende penetratiedieptes

Doordat de Splendor X een Alexandriet laser (755 nm) combineert met een Nd:YAG laser (1064 nm) wordt extra veelzijdigheid geboden. Beide lasers / golflengtes kunnen simultaan aangeboden worden met verschillende penetratiedieptes. Met deze combinatie zijn efficiëntere behandelresultaten mogelijk.




Voordelen

- ✓ Geschikt voor alle huidtypen
- ✓ Snelle werking
- ✓ Vierkante spot; geen overlap
- ✓ Duo laser; Nd:YAG (1064nm) en Alexandriet (755nm)
- ✓ Gekoelde handstukken voor optimaal comfort

Indicaties

- ✓ Ontharen
- ✓ Ingegroeide haren (PFB)
- ✓ Oppervlakkige rode en blauwe vaatjes
- ✓ Rimpels
- ✓ Epidermaal pigment



Schimmelnagel laser

FOX XPulse

Systeem: Diode laser
Golflengte: 1064nm



De FOX XPulse schimmelnagel laser is al jaren één van de populairste lasers uit ons assortiment. Klein van stuk, maar zeer effectief. De FOX XPulse is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van onychomycose (schimmel-/kalknagels). De schimmelnagel laser is niet groter dan een boek en weegt slechts 1.2 kg.

Klein, maar krachtig

Doordat deze laser zo compact en licht is, is deze gemakkelijk te verplaatsen. Hij kan eenvoudig worden ingezet op meerdere locaties, omdat je hem makkelijk mee kunt nemen in de transportkoffer. Deze handzame laser pak je er gemakkelijk "even" bij. Ondanks zijn compacte design en lichte gewicht, is hij toch erg krachtig en effectief.

Klinisch bewezen

Deze kleine, maar toch krachtige laser verwarmt de nagel en het nagelbed met kleine pulsjes (tot wel 200 per seconde). De schimmel wordt door de egaal verspreide warmte in het nagelbed en omgeving bestreden. Diverse klinische studies bewijzen dat voor 80% van de patiënten na slechts één behandeling met de FOX XPulse schimmelnagellaser al resultaat zien. Bij het in stand houden van de juiste hygiëne maatregelen, zal na de eerste behandeling al een schone heldere uitgroei van de nagel te zien zijn.



Voordelen

- ✓ Resultaten na de eerste behandeling
- ✓ Compact en handzaam
- ✓ Speciaal voor schimmelnagels

Indicaties

- ✓ Onychomycose (schimmel-/kalknagels)
- ✓ Wratten

Modulaire laser

M22 Stellar Modulair IPL en lasersysteem

Systeem: IPL

Te combineren met laserhandstukken

Erbium:Glass 1565nm

Nd:YAG 1064nm

Q-switched Nd:YAG 532nm en 1064nm




Behandel ruim 45 huidproblemen met slechts één apparaat

Met de M22 Stellar haal je een apparaat in huis waarmee je ruim 45 huidproblemen kunt behandelen. Met één apparaat kun je dus een enorm grote doelgroep van dienst zijn. Daarnaast staat hij bekend om zijn gebruiksgemak, uitstekende resultaten en veiligheid. Het IPL apparaat, ontworpen door Lumenis, kan worden uitgebreid met verschillende lasers. Met één complete IPL module inclusief lasers kunnen dus tal van huidproblemen worden behandeld.

M22 Stellar is een modulair systeem dat bestaat uit vier verschillende componenten. Het is standaard uitgevoerd met een IPL module. Deze is uit te breiden met twee Nd:YAG-modules (Q-Switched Nd:YAG en Multispot Nd:YAG) en een fractionele Erbium:Glass module (ResurFX). De ResurFX heeft een geavanceerde scanner die beschikt

over contactkoeling. Dit zorgt ervoor dat je zeer hoge energie in de vorm van micropulsen in de huid kunt schieten. De koeling zorgt ervoor dat de behandeling voor jouw klanten aangenaam blijft. Door de scanner kun je elke micropuls volledige energie meegeven, dit in tegenstelling tot vroegere systemen waarbij gaatjes of gaasjes werden gebruikt.

De M22 Stellar is geheel naar eigen wens op te bouwen, omdat hij is uit te breiden met verschillende lasers. Daarnaast is het apparaat zeer comfortabel om mee te werken en eenvoudig in gebruik. Dit, samen met de unieke resultaten en vele mogelijkheden, zorgt er voor dat experts over de hele wereld hun vertrouwen hebben uitgesproken in dit apparaat.



Voordelen

- ✓ Geheel naar eigen wens op te bouwen en uit te breiden
- ✓ Breed inzetbaar
- ✓ Eenvoudig in gebruik door pre-sets per behandeling
- ✓ Zeer effectief
- ✓ Uitstekende resultaten

Indicaties

- ✓ Ontharen
- ✓ Rode vaatafwijkingen (o.a. teleangiëctasieën, rosacea)
- ✓ Pigmentafwijkingen (o.a. lentigo's)
- ✓ Blauwe beenvaten
- ✓ Fractionele skin resurfacing (niet-ablatief)
- ✓ Acne
- ✓ Skin rejuvenation
- ✓ Striae
- ✓ Tatoeages verwijderen

Award winning design 2021

Winner in Medical Devices and Medical Equipment Design Category

M22 Stellar lasermodules- en handstukken

De M22 Stellar is zagezegt geheel naar eigen wijze op te bouwen en met een compleet systeem kun je ruim 45 huidproblemen behandelen. Ieder handstuk is geschikt voor een breed scala behandelingen.

Eén IPL handstuk met enkele filters

Standaard beschikt de M22 Stellar over een IPL handstuk met Optimal Pulse Technologie (OPT™). Dit is de geavanceerde en verbeterde versie van IPL. Het is een enkel handstuk waarin je diverse filters voor verschillende behandelingen kunt toevoegen. Het is zeer geschikt voor diverse huidbehandelingen en skin rejuvenation.

Striae en littekens verwijderen

Het eerste laserhandstuk waarmee de M22 Stellar kan worden uitgebreid is de ResurFX™. In tegenstelling tot andere fractionele technologieën, kan deze Erbium:Glass laser in sommige gevallen na slechts één behandeling al resultaat laten zien. Hij kan worden ingezet om littekens en striae te behandelen, maar ook voor huidverbetering is deze laser zeer geschikt. Wat deze laser uniek maakt, is dat hij beschikt over de unieke Coolsan-technologie.


Vasculaire laesies, beenvaatjes en wijnvlekken behandelen

Een andere optionele module voor de M22 Stellar is de Multi Spot Nd:YAG. Hiermee kunnen vasculaire laesies, beenvaatjes en wijnvlekken eenvoudig behandeld worden. Doordat het handstuk continu gekoeld wordt, wordt de behandeling als comfortabel ervaren. De OPT pulstechnologie zorgt er voor dat behandelingen uitstekende resultaten opleveren.

Tatoeages verwijderen en huidverkleuring behandelen

De laatste optionele module is de Q-switched Nd:YAG. Met deze laser kunnen donkere tatoeages veilig en efficiënt verwijderd worden. Naast tatoeages verwijderen kun je met deze laser ook andere pigment afwijkingen behandelen. Hierbij valt te denken aan skin toning en pigment laesies.

Neem voor meer informatie en alle mogelijkheden contact met ons op of vraag een demonstratie aan.



M22 Stellar IPL

Voor o.a.
pigmentvlekken, acne,
ontharen en vasculaire
laesies



M22 Stellar Multi spot Nd:YAG

Voor o.a. wijnvlekken,
beenvaatjes en vasculaire
laesies



M22 Stellar Q-Switched Nd:YAG

Voor o.a.
tatoeageverwijdering en
pigment afwijkingen



M22 Stellar ResurFX

Voor o.a. littekens, striae
en huidverbetering

Modulaire laser

GME FlexSys

Systeem: Modulair laser platform
Golflengte: 532nm, 577nm,
308nm en 1550nm



Een modulaair systeem dat geen gelijke kent

FlexSys is een medisch platform dat zich aanpast aan jouw behoeften. De FlexSys kan worden uitgerust met vijf verschillende modules voor verschillende indicaties. In eerste instantie koop je de basiseenheid met de module van jouw voorkeur. Later kun je de andere modules toevoegen. Begin bijvoorbeeld met een vasculaire laser en breidt later uit met een Fractional laser zonder de hoge kosten voor een nieuw apparaat.

Doordat dit platform compact is vormgegeven, is hij ideaal te gebruiken voor meerdere vestigingen. Hierdoor kun je op iedere vestiging kwaliteit en diversiteit leveren in je behandelaanbod.

De FlexSys maakt gebruik van een pen of scanner handstuk, waarbij je behandelingen op maat kan bieden voor elk type litteken of laesie. Eventueel is de FlexSys uit te breiden met een Cryo Zimmer koeling voor nog meer comfort tijdens de behandeling.

Dit FlexSys systeem is 'modulair' op te bouwen met onder andere:

- KTP 532nm Green laser 8 Watt
- Yellow 577nm laser 5 Watt
- 308nm Blauw licht therapie
- Fractionele Erbium laser 1550nm met scanner

FlexSys

Handstukken



Scanner



Pen



Voor



Na

Voordelen

- ✓ Geheel naar eigen wens op te bouwen en uit te breiden
- ✓ Breed inzetbaar
- ✓ Compacte vormgeving

Indicaties

- ✓ Vasculaire laesies
- ✓ Pigment laesies
- ✓ Acnelittekens
- ✓ Littekens
- ✓ Rimpels
- ✓ Huidverslapping
- ✓ Resurfacing
- ✓ Striae
- ✓ Couperose
- ✓ Wijnvlekken
- ✓ Lentigines

Vaat- en pigmentlasers

ELVii532 VP

Systeem: Diodelaser
Golflengte: 532nm



“De leukste laser van Nederland”

De ELVii532 VP is een veelzijdige diodelaser die geschikt is voor diverse behandelingen. Op deze manier kun je verschillende doelgroepen van dienst zijn. Het is een draagbaar lasersysteem dat uiterst effectief is in het behandelen van rode vaatjes en pigment. Verder kunnen steelwratjes worden weggehaald en kan rosacea en couperose behandeld worden met deze laser. Bij behandeling van oppervlakkige rode vaatjes is er vrijwel direct resultaat zichtbaar. Bij een pigmentbehandeling zal het pigment eerst donkerder kleuren, waarna het resultaat zichtbaar zal zijn.

De ELVii532 VP is een nieuwe generatie diodelaser. Deze nieuwe generatie diodelaser (die op de bekende (KTP) 532nm golflengte werkt) is zeer compact en toch erg krachtig. Rode vaatjes en oppervlakkige pigmenten verdwijnen doorgaans binnen één behandeling en er is direct resultaat te zien nadien. De klanten voelen doorgaans kleine speldenprikjes en de behandeling is voor iedereen goed te doen. Nadien is er alleen sprake van soms een lichte zwelling en roodheid, dit trekt vaak binnen één dag weg. De laser is veelzijdig, effectief, licht, compact en zeer betaalbaar. Dit zorgt ervoor dat de ELVii532 VP de leukste laser van Nederland is!



Voor



Na

Voordelen

- ✓ Compact en toch krachtig
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen
- ✓ Veelzijdig
- ✓ Snel en pijnloos
- ✓ Betaalbaar

Indicaties

- ✓ Rode vaatjes
- ✓ Pigmentvlekjes
- ✓ (Steel) wratjes en goedaardige verhevingen
- ✓ Rosacea
- ✓ Couperose

Fractionele lasers

ResurFX

Systeem: Erbium:Glass laser
Golflengte: 1565nm




Optioneel:
verrijdbaar onderstel

Unieke CoolScan techniek voor veilige en snelle behandelingen

Doordat de ResurFX beschikt over gepatenteerde CoolScan techniek en een razendsnelle scanner, biedt deze laser een full-face behandeling in nog geen 20 minuten. In tegenstelling tot andere technieken hoeft je met de ResurFX slechts één keer over het te behandelen oppervlak te gaan. Dit komt doordat de energiedichtheid vele malen hoger is. De CoolScan techniek zorgt ervoor dat de puntjes nooit direct naast elkaar worden geschoten zodat er geen kans op verbranding is.

Met deze laser kun je niet alleen snel en effectief werken, maar ook veel behandelingen uitvoeren. Deze behandelingen lopen uiteen van littekens tot striae en verkleuringen. De ResurFX zorgt ervoor dat je diverse problemen kunt aanpakken en kortere behandelzeiten zult hebben. De behandeling zal voor jouw klanten als prettig worden ervaren, omdat de laser beschikt over contact koeling. De ResurFX is 's werelds enige True Fractional niet-ablatieve Erbium:Glass laser.



500 verschillende spots om elk plekje te kunnen behandelen



Voordelen

- ✓ Tot 500 micro-beams per cm^2
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen
- ✓ Geen disposables
- ✓ Contact koeling
- ✓ Licht handstuk met ingebouwde scanners
- ✓ Korte leercurve
- ✓ Veel behandelingen mogelijk

Indicaties

- ✓ Huidverbetering
- ✓ Acné littekens
- ✓ Littekens
- ✓ Striae
- ✓ Pigment

Radiofrequentie-systemen

Vivace

Stelsel: Radiofrequentie + microneedling



Eén van jouw belangrijkste doelen is om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn door ze te helpen met hun huidproblemen. De Vivace is een veelzijdig apparaat dat gebruik maakt van microneedling in combinatie met fractionele radiofrequentie. Dit resulteert in resultaatgerichte en effectieve behandelingen van diverse huidproblemen.

Microneedling in combinatie met RF

Skin needling is een populaire en veilige methode voor huidverjonging. Hierbij worden kleine gaatjes in de huid gemaakt, wat er voor zorgt dat de collageen- en elastineproductie gestimuleerd wordt. Dit zorgt er voor dat de huid voller, egalier en steviger zal aanvoelen.

RF wordt veelal ingezet bij het helen van wonden en huidregeneratie. Het effect van RF om huidverslapping, rimpels en huidveroudering tegen te gaan is wetenschappelijk vastgesteld. De verwarming die bij RF vrijkomt zorgt er voor dat het aanwezige collageen wordt samengetrokken. Daarnaast zullen de fibroblasten worden geactiveerd.

Te combineren met diverse behandelingen


Doordat de RF een niet-ioniserend elektromagnetisch veld genereert, zal er geen schade aan de huid ontstaan. Hierdoor kan een behandeling met de Vivace uitstekend gecombineerd worden met andere behandeltechnieken, bijvoorbeeld skinboosters of PRP. Microneedling en RF richten zich op dezelfde behandelgebieden, met hetzelfde doel, waardoor het elkaar versterkt.




Vivace
Behandeling



Vivace
Micronaaldjes



Voor




Na

Voordelen

- ✓ Geschikt voor veel behandelingen
- ✓ Goed te combineren met andere behandelingen
- ✓ Microneedling en RF gecombineerd voor optimaal resultaat
- ✓ Korte behandeltime
- ✓ Lage downtime
- ✓ Geautomatiseerd systeem dat op elke diepte kan werken

Indicaties

- ✓ Fijne lijntjes en rimpels
- ✓ Zonneschade
- ✓ Huidverstrakking
- ✓ Huidveroudering
- ✓ Grove poriën
- ✓ Acne
- ✓ Acnelittekens
- ✓ Striae
- ✓ Haarstimulatie



De nieuwe collageenvezels zijn strak, dicht en netjes georganiseerd voor een strakkere en jonger uitziende huid.

VirtueRF

Stelsel: Pulsed radiofrequentie + microneedling



Souplesse, eenvoud en patiëntcomfort

De VirtueRF is de grote broer van de alom bekende Vivace. De VirtueRF is een radiofrequentie systeem dat geheel op maat van de patiënt kan worden ingesteld om de behandeling zo comfortabel en effectief mogelijk te maken. De gepulseerde (fractionele) toedracht van energie is een ongelofelijke technologie die niet alleen comfortabel en veiliger is, maar ook de doeltreffendheid en het gebruik verbetert.


Er zijn in totaal 10 pulsmodi, elke puls wordt afzonderlijk gebruikt, afhankelijk van de indicatie. De VirtueRF is ontworpen om weefselschade te minimaliseren en regeneratie te induceren door

'On time' en 'Off time' in optimale omstandigheden in te stellen. Ook kan de VirtueRF worden toegepast bij de behandeling van melasma door de fijne energietoever. Bij behandelingen zorgt voor geïnduceerde verwarming van lichaamsweefsels wat verschillende fysiologische en thermo regulerende reacties veroorzaakt, zoals collageen denaturatie en vorming. De radiofrequentie elektromagnetische golven richten zich op de onderhuid en genereren warmte als gevolg van de opname van energie door doelweefsels. Radiofrequentie genereert een niet-ioniserend elektromagnetisch veld, welke als een veilige modaliteit beschouwd wordt voor de huid.

VirtueRF

Werking

Pulse Mode



Voor



Na

Voordelen

- ✓ Geschikt voor veel behandelingen
- ✓ Goed te combineren met andere behandeling(en)
- ✓ Puls technologie voor uitgebreide en preciezere regeling van RF-energie
- ✓ Geraffineerd ontwerp en UI aan de buitenkant
- ✓ Zachtere en snellere naaldbewegingen
- ✓ Minder pijn maar grotere effecten

Indicaties

- ✓ Fijne lijntjes en rimpels
- ✓ Zonneschade
- ✓ Huidverstrakking
- ✓ Huidveroudering
- ✓ Grove poriën
- ✓ Acne littekens
- ✓ Striae
- ✓ Behandeling van de kruin
- ✓ Vasculaire melasma
- ✓ Rosacea
- ✓ RF-peeling

GME Multilite PDT lamp

Stelsel: meerkleurige LED-lamp



Daglicht PDT voor fotodynamische therapie

De GME MultiLite is een meerkleurige LED-lamp voor fotodynamische therapie (PDT). De MultiLite straalt alleen het lichtspectrum van natuurlijk zonlicht uit dat relevant is voor PDT. Er wordt een hoge dosis licht toegepast, wat overeenkomt met twee uur blootstelling aan equatoriaal zonlicht.

Het gebruik van de GME MultiLite is bewezen in een tal van behandelingen en is vrij van UV licht. Dit biedt een voordeel ten opzichte van PDT met natuurlijk zonlicht en kan worden gebruikt bij het bestrijden van bepaalde huidandoeningen, zoals acné.



Maximale controle

De verlichting begint met blauw (415 nm, lage indringdiepte), gaat over naar geel (585 nm, gemiddelde indringdiepte) en eindigt met rood licht (635 nm, hoge indringdiepte). Dat betekent dat de verzamelde PpIX in lagen wordt geactiveerd. Alleen het relevante spectrum van zonlicht wordt toegepast.

Behandel eczeem met geel licht en acné met blauw licht. Het behandelgebied is 3 keer zo groot als conventionele PDT-lampen. Compleet met vooraf geïnstalleerde protocollen die zijn getest door dermatologen.

GME Multilite PDT lamp

Werking



Voor



Na

Voordelen

- ✓ Getest door klinische experts
- ✓ Geen verbruiksartikelen
- ✓ Medische CE goedkeuring
- ✓ Weinig benodigde ruimte

Indicaties

- ✓ Atopische Dermatitis
- ✓ Eczeem
- ✓ Acné

Indiba EDNA ONE

Systeem: Radiofrequentie

Frequentie: 448 KHz



Radiofrequentie Technologie voor het Gelaat

De Indiba Edna One is een compact apparaat voor radiofrequentiebehandelingen door middel van het gepatenteerde Proionic®-systeem voor het gezicht en de hals. Indiba radiofrequentie apparatuur wordt gebruikt voor verschillende behandelingen van het gelaat, zoals huidverstrakking, verbetering van de huidelasticiteit en het verminderen van rimpels. Het werkt door middel van radiofrequentie-energie, die diep in de huid wordt geleverd om de productie van collageen te stimuleren. Dit leidt tot een verbeterde huidtextuur en uitstraling. Het is een minimale invasieve behandelingsmethode en is zeer veilig en effectief.

Veilige en Niet-invasieve behandelingen

De specifieke radiofrequentie van INDIBA (448 kHz) beschadigt de cellen niet en daarom is het niet nodig om de toestand van het weefsel na de behandeling te herstellen.

Onze technologie werkt diepgaand en alle cellen profiteren van de activering van fibroblasten, collageen en elastine. Hierdoor worden geweldige resultaten behaald bij het verminderen van rimpels en expressielijnen vanaf de eerste sessie, en zorgt voor een natuurlijke uitstraling zonder het weefsel te beschadigen.



Voor



Na

Voordelen

- ✓ Vermindert rimpels en fijne lijntjes
- ✓ Verbeterd de hydratatie en helderheid van de huid
- ✓ Verhoogt de elasticiteit
- ✓ Niet-invasief
- ✓ Onmiddellijke resultaten

Indicaties

- ✓ Rimpels en fijne lijntjes
- ✓ Uitgedroogde huid
- ✓ Wallen en donkere kringen rond de ogen
- ✓ Stralende blik

Indiba EDNA PRO MAX

Systeem: Radiofrequentie
Frequentie: 448 KHz



Deep Beauty Radiofrequentie technologie

De Indiba EDNA Pro Max is een full-body radiofrequentie apparaat voor het stimuleren van een gezonde celfunctie en revitalisering. Door de toevoeging van TURBO MAX-technologie kan het apparaat onmiddellijk een vermogen van 250 W bereiken, waardoor de weefseltemperatuur wordt verhoogd totdat de vereiste hyperthermie is bereikt.


Merkbare resultaten vanaf de eerste sessie

De krachtige EDNA Pro Max met 200W en 448kHz richt zich op thermische en subthermische effecten. Subthermisch richt het zich op biostimulatie. De PRO Max activeert de celstofwisseling, verhoogt de bloedsomloop en activeert fibroblasten. Daarnaast verwijdt de behandeling de bloedvaten, verhoogt de

doorbloeding, verbetert zuurstofvoorziening van weefsel en cellen, verhoogt het celmetabolisme en bevordert de afvoer. Ook breekt de Pro Max vet/vetafzettingen af, ontgift en stimuleert de afvoer van gifstoffen.

Twee handstukken

De Indiba Edna Pro Max bevat twee handstukken, beide met hun eigen modus. De Capacitive Mode (CAP), waarbij een isolerende laag over de elektrode is aangebracht, is geschikt voor de behandeling van oppervlakkig weefsel en het verbeteren van de doorbloeding. De Resistive Mode (RES), waarbij geen isolerende laag over de elektrode is aangebracht, is geschikt voor de behandeling van diepere structuren zoals lokale vetophopingen. Beide modi worden tijdens de behandeling gecombineerd voor optimale effecten.



Voor



Na

Voordelen

- ✓ Biostimulatie (subthermisch)
- ✓ Vascularisatie (thermisch)
- ✓ Hyperactivatie (hyperthermisch)
- ✓ Ook in combinatie met de Clatuu
- ✓ Onmiddellijke resultaten

Indicaties

- ✓ Gezichtsverjonging
- ✓ Huidverstrakking
- ✓ Bodycontouring
- ✓ Verjonging van het lichaam
- ✓ Haar behandelingen
- ✓ Spa en wellness

Clatuu Alpha

Systeem: Cryolipolyse



Tegenwoordig is cryolipolyse één van de populairste behandelingen op de markt.

Sneller werken door pre-cooling functie.

De Clatuu Alpha beschikt over een pre-cooling functie. Het apparaat heeft minder tijd nodig om op de lage temperatuur te komen, waardoor het apparaat sneller de effectieve behandeltemperatuur bereikt.

Automatische parameters

De Clatuu Alpha is erg fijn in gebruik, omdat het apparaat zelf de aanbevolen parameters per behandelkop instelt. Dit zorgt ervoor

dat de parameters worden afgesteld op het lichaamsdeel, zodat er optimale resultaten behaald kunnen worden.

Two zones tegelijk behandelen

Een ander unieke eigenschap van de Clatuu Alpha is dat het apparaat jou de mogelijkheid geeft om twee zones tegelijk te behandelen. Op deze manier gaan de behandelingen sneller en kun je meer klanten helpen op één dag.

The diagram illustrates the mechanism of Clatuu Alpha cryolipolysis over time. It shows three stages: 0 days, 30 days, and 90 days. At 0 days, a layer of fat is shown. At 30 days, the layer is thinner. At 90 days, the layer is significantly thinner. The text 'Clatuu Alpha Werking' is placed next to the diagram.

Clatuu Alpha
Werking

Voor **Na**

Voor **Na**

Voor **Na**



Wing mini	Flat mini	Flat	Wing	Wing plus	Arc-T	Wing max
Onderkin, oksel en knieën	Onderkin, oksel en knieën	Buik, armen en heupen	Buik, zij, lovehandles	Bh-uitstulpingen, zij, lovehandles en billen	Bovenbenen en heupen	Buik

360 graden techniek voor diepe koeling

De Clatuu Alpha maakt gebruik van een sterk vacuüm, waardoor de huid en het vet goed in de behandelkop worden gezogen. Vervolgens wordt de lichaamszone rondom gekoeld, door middel van 360° technologie, zodat het hele gebied dezelfde diepe koeling krijgt. De kou vervliegt op deze manier niet, waardoor er een optimaal resultaat gecreëerd wordt.

Uniek door zeven verschillende behandelkoppen

Wat de Clatuu Alpha uniek maakt, is dat er gebruik gemaakt kan worden van zeven verschillende behandelkoppen. Deze handstukken zijn allemaal specifiek gericht op bepaalde zones van het lichaam. Hierdoor wordt het vet nog beter vacuüm gezogen en

zal er nog intensiever gekoeld worden. Dit zorgt ervoor dat er nog betere resultaten behaald worden.

Rendement op je investering

Wij bieden jou de mogelijkheid om de Clatuu Alpha te leasen. Hierdoor kan je over de nieuwste apparatuur beschikken en het rendement van jouw praktijk verder uit breiden.

Wist je dat je met het leasen van een Clatuu Alpha al rendement op jouw investering verkrijgt bij behandeling van 2 tot 3 klanten per maand?

Neem voor meer informatie en alle mogelijkheden contact met ons op of vraag een demonstratie aan.



Voordelen

- ✓ Niet invasieve behandeling
- ✓ Natuurlijke vormgeving en contouring van het lichaam
- ✓ Bewezen technologie
- ✓ Snelle en simpele behandelingen
- ✓ 360 graden koeling
- ✓ Twee zones tegelijk behandelen
- ✓ Meerdere handstukken voor beter resultaat
- ✓ Pre-cooling functie

Indicaties

De Clatuu Alpha is zeer geschikt voor mensen die last hebben van overtollig vet op gebieden zoals:

- ✓ Love handles
- ✓ Onderbuik
- ✓ Dijen
- ✓ BH uitstulpingen
- ✓ Rug
- ✓ Bovenarmen
- ✓ Knieën
- ✓ Onderkin
- ✓ Buik
- ✓ Taille
- ✓ Heup

SNJ Finebeam Qplus

Systeem: Q-Switched Nd:YAG Laser

Golflengte: 1064/532nm





De SNJ Finebeam Qplus is een geavanceerd Q-Switched Nd:YAG-lasersysteem met 4 verschillende functies en 2 verschillende golflengtes (1064 en 532nm). Het systeem is uitgerust met een laserarm voor meer mogelijkheden en precisie in de Q-Switched-modus. De machine bevat 7 speciaal gecoate reflectoren voor een hoger piekvermogen.

Verschillende handstukken voor o.a. tatoeageverwijdering

Met de Finebeam Qplus kun je eenvoudig en snel alle kleuren tatoeages verwijderen. Deze Nano laser pakt de inktpartikels effectief aan. Standaard kun je met de 1064 en 532nm golflengtes van het

bijgeleverde donkere en rode tatoeages verwijderen. Met de 650nm Ruby en 595nm Gold handstukken kun je ook de groene, blauwe en paarse inktpartikels verwijderen. Hiermee heb je de volle range om alle full colour tatoeages te behandelen.

De veelzijdigheid van de Finebeam Qplus, maakt deze laser ook geschikt als tatoeagelaser.



Voordelen

- ✓ Hoog piekvermogen
- ✓ Hoge precisie
- ✓ 4 verschillende functies en 2 verschillende golflengtes

Indicaties

- ✓ Melasma en Post-inflammatoire hyperpigmentatie (PIH)
- ✓ Sproeten
- ✓ Soft peeling
- ✓ Tatoeage verwijdering
- ✓ Ouderdomsvlekken, Lentigenes en Café-au-lait vlekken

SNJ Finebeam DUAL

Systeem: Q-Switched & Lange Puls Nd:YAG Laser
Golflengte: 1064/532 nm



De SNJ Finebeam Dual is een geavanceerd Nd:YAG-lasersysteem op basis van hoogwaardige puls technologie. De Finebeam Dual combineert de voordelen van een Q-Switched Nd:YAG laser met verschillende modes (1064 enkelvoudig / 1064 PDP / 1064 NON-Q / 532 enkelvoudig) met de mogelijkheid van een long pulsed modus.

Q-Switched & long-pulsed ND:YAG laser in 1 systeem




Een Q-Switched ND:YAG laser geeft korte, hoge energiepulsen af. Deze korte pulsen zorgen voor een zeer gericht effect, wat betekent dat ze zeer effectief zijn in het verwijderen van kleinere en specifieke tatoeages en ouderdomsvlekken.

Deze Q-Switched & long-pulsed ND:YAG laser daarentegen geeft zowel korte als langere energiepulsen af. Naast de Q-Switched

pulsen, geschikt verwijderen van kleinere en specifieke tatoeages en ouderdomsvlekken, kunnen er dus ook lange pulsen (Long Pulse) worden afgegeven. Deze zijn perfect voor het verwijderen van beenvaatjes (besenreiser) of het ontharen van donkere huidtypen (5-6).

Hoog piekvermogen

De Finebeam Dual is voorzien van een tweekamer laserkop in een resonator. Dit is een effectieve manier gebleken om een hoog piekvermogen tot 300 mW te bereiken met een korte pulsduur. De Finebeam biedt een uniek en dynamisch voordeel als het gaat om energiedistributie. Dit biedt patiënten een hogere effectiviteit en een verminderde gevoeligheid.



Voordelen

- ✓ Hoog piekvermogen
- ✓ Uniforme energieafgifte
- ✓ Veelzijdige behandelingen

Indicaties

- ✓ Pigmentaandoeningen
- ✓ Huidverjonging en-verstrakking
- ✓ Ontharing
- ✓ Vasculaire aandoeningen
- ✓ Tatoeage verwijdering

Trainingen op maat

Wij willen niet alleen leverancier zijn van hoogwaardige apparatuur, maar willen ook een partner zijn. Als partner vinden wij het belangrijk om kennis over te brengen om zo op een veilige manier de beste resultaten te behalen. Service en kwaliteit staan bij ons centraal. Het is voor ons ontzettend belangrijk dat wij jou ondersteunen waar wij dit kunnen, zodat jij tevreden bent.

Klinische training

Vanzelfsprekend zullen wij jou trainen wanneer je een apparaat huurt of aanschaft. Onze ervaren huidtherapeut komt dan ook graag langs om je te voorzien van een training. Zo word jij succesvol in het uitvoeren van de behandeling. Op deze dag staat de veiligheid en efficiëntie van de behandeling centraal. Een goede basis wordt gelegd met de theorie, vervolgens passen we dit samen toe in de praktijk. Op deze manier bouw jij aan je kennis, vaardigheden én zelfvertrouwen.

Puntjes op de i

Na de eerste training heb je een berg aan informatie ontvangen en kun je aan de slag met je apparaat. Gaandeweg ontstaan er vragen en/of krijg je nieuw personeel. Onze ervaren huidtherapeut staat dan klaar om een aanvullende klinische training te geven om de vragen te beantwoorden. Tijdens deze training zetten we de puntjes op de i.

Training op maat

Wil jij je verder verdiepen of specialiseren? Dan is deze training iets voor jou! De huidtherapeut maakt speciaal voor jou een training op maat, aangepast op de kennis, ervaring en apparatuur. Hierdoor is de kennis direct toepasbaar in de praktijk en kunnen de behandelingen geoptimaliseerd worden. Je kunt bij deze training denken aan onderwerpen als: ontharen, pigmentstoornissen, vasculaire aandoeningen, huidverbetering etc. De trainingen worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Laserveiligheid

Wanneer je een laser aanschaft, is het ontzettend belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels, gevaren en risico's. Als leverancier van deze systemen voelen wij ons medeverantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor jou en jouw klanten. Wij organiseren regelmatig geaccrediteerde laserveiligheids cursussen. Het betreft een eendaagse cursus, verdeeld over twee dagdelen, met een afsluitende toets. De laserveiligheids cursussen vinden plaats bij ons in Nieuwleusen of Alphen aan de Rijn, maar ook een cursus op locatie is mogelijk.

Cursussen en workshops

Laservision is al jarenlang een betrouwbare partner op het gebied van medische en cosmetische apparatuur. Om de huidprofessionals een totaalpakket aan te bieden organiseren wij diverse cursussen en workshops. Het doel van deze cursussen en workshops is: kennis en informatie winnen, verdiepen, netwerken en je te helpen met social media.

Kosten

Dagdeel training: €600,-

Dag training: €800,-

Inclusief materialen, documenten, certificaten & reis- en onkosten.

** Eerste training is gratis bij aanschaf apparatuur.*





TOSKANI

Om de hulpvraag van cliënten optimaal te kunnen beantwoorden, is het van belang om een complete oplossing te bieden voor diverse huidindicaties. Met de komst van Toskani wordt in deze behoefte voorzien. Toskani staat voor het leveren van esthetische en dermatologische oplossingen. Al meer dan 30 jaar focust Toskani zich op het ontwikkelen van huidverbeterende producten voor het behalen van het best mogelijke esthetische resultaat.

Alle formules zijn uniek en zijn het resultaat van langdurig onderzoek in het laboratorium. Dit maakt dat de producten efficiënt, veilig en innovatief zijn. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in 'onderzoek & ontwikkeling' om oplossingen te kunnen bieden die de kwaliteit van de huid verbeteren met technologische geavanceerde bioactieve stoffen. Deze worden zorgvuldig geselecteerd om de beste resultaten te kunnen bereiken.

Mesotherapie

Met meer dan 45 verschillende soorten is Toskani koploper op het gebied van mesotherapie producten. Alle producten zijn op basis van peptiden, biorevitaliserende middelen en geavanceerde liposomen. Per behandeling kan er worden gekeken naar de huidindicatie van de cliënt en hier een 100% passende cocktail voor worden samengesteld.

Chemische peelings

De chemische peelings zijn een uitstekende manier om te werken aan huidverbetering. Met de toepassing van een hoge concentratie aan één of meerdere zuren, zijn de chemische peelings gebaseerd op het stimuleren van regeneratie op een versnelde en gecontroleerde manier. Toskani beschikt over verschillende peelings van farmaceutische kwaliteit die vrijwel alle soorten huidindicaties kunnen behandelen. Daarnaast bestaat het assortiment ook uit een depigmentatie met de Spot Out Kit. De Spot Out Kit bevat het bekende Spot Out Masker voor het behandelen van verschillende soorten hyperpigmentatie.

Thuisproducten

De thuisproducten lijn bevat dezelfde actieve ingrediënten als de professionele producten. Met een breed scala aan producten zoals ampullen, serums en creme's kunnen dermatologische indicaties worden behandeld. De producten zijn de perfecte aanvulling op de behandelingen die worden uitgevoerd in professionele centra en kunnen met gemak thuis worden gebruikt om een gezonde huid te behalen.

ToskaniMED

ToskaniMED is het medische merk van Toskani. In het laboratorium

werd er continu onderzoek gedaan naar nieuwe formuleringen. Op verzoek van artsen en ziekenhuizen werden er steeds meer masterformules gecreëerd waarmee de basis werd gelegd voor ToskaniMED. ToskaniMED biedt oplossing aan medische professionals op het gebied van injectables, transdermale mesotherapie, bepaalde cosmetica om dermatologische en/of esthetische problemen te behandelen.

Service

Service en kwaliteit staat bij Toskani op nummer 1. Als Toskani partner vinden wij het belangrijk om alle kennis en bijbehorende behandelprotocollen over te brengen om zo de beste resultaten te behalen. Mocht je starten met de producten en bijbehorende behandelprotocollen, dan kan een training niet ontbreken. Onze clinical trainer komt graag langs om alle ins- en outs te leren. Praktijk is namelijk net zo belangrijk als theorie.

Webshop en trainingsmateriaal

Via de Toskani webshop kun je gemakkelijk een bestelling plaatsen. Geen gedoe met bestelformulieren, maar fijn anno nu, via een webshop. Zo ben je als partner altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de nieuwste producten. Je vindt hier een overzicht van jouw bestellingen, maar je kunt ook trainingsmateriaal, foto's, protocollen en webinars downloaden. Alles onder één dak!

Ik wil partner worden

Dat kan! Stuur een mail naar info@toskani.nl met hetgeen waar interesse naar is. Een van onze verkoopadviseurs zal spoedig contact opnemen. Mocht je eerst informatie willen over alle producten, dan kunnen wij onze versturen per mail.

Verhuur

Mocht je nog niet klaar zijn voor een investering, maar wil je wel behandelen met één van onze apparaten, dan biedt huren een oplossing. Bij Laservision verhuren wij 4 verschillende apparaten, namelijk: de LightSheer Desire, Clatuu Alpha, M22 en ELVii 532VP. Voor de huurprijzen kun je contact opnemen met één van onze adviseurs.

Hoe ga je te werk?

Allereerst moet je een dag of een aantal dagen in jouw agenda plannen voor één of meerdere specifieke behandelingen. Daarna dien je jouw klanten uit te nodigen en kun je de laser reserveren. Je krijgt duidelijke werk- en behandelinstructies zodat je veilig kunt werken. In overleg en voorafgaand aan de verhuur wordt een uitgebreide training verzorgd. Deze kosten hiervan bedragen eenmaal de daghuur. De laserveiligheidsbrillen die bij het apparaat horen, worden uiteraard standaard meegeleverd. Het transport zit bij de huurprijs in.

Huurperiode

Huur van een apparaat is mogelijk voor een periode van:

- 1 dag
- 2 dagen
- 5 dagen

Wil je een andere huurtermijn?

Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Accessoires

Elk apparaat wordt geleverd inclusief minimaal 2 behandelbrillen, één patiënten bril en alle verdere benodigdheden. Daarnaast is één fles gel inbegrepen. Inserts voor de LightSheer Desire HS-kop en tips voor de M22 1064 nm QS zijn niet inbegrepen en moeten worden aangeschaft bij Laservision.

Voordelen

- ✓ Geen investeringskosten
- ✓ Eerst jouw agenda volplannen en dan pas het apparaat huren
- ✓ Transport wordt geregeld
- ✓ Inclusief training zodat je veilig kunt werken

M22 Stellar

Modulair IPL en lasersysteem



Clatuu Alpha

Figuurcorrectie
Vetbeveizing



ELVii 532VP

Vaat- en pigmentlasers



Lightsheer Desire

Ontharingslasers





Laserveiligheidsbrillen

Wanneer je met lasers gaat werken, is het erg belangrijk dat er veilig gewerkt wordt. Een belangrijk onderdeel van laserveiligheid is het beschermen van ogen door middel van laserveiligheidsbrillen. Wij hebben voor alle in deze brochure getoonde systemen een eigen juiste veiligheidsbril. Het is belangrijk om een passende bril te hebben die voldoet aan de gestelde normen qua veiligheid en golflengte. Laserveiligheidsbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en monturen. Hierdoor is het verstandig om even te bellen of mailen voor meer informatie. Zo wordt voorkomen dat je de verkeerde laserveiligheidsbril bestelt.

Voordelen

- ✓ Voor elk systeem de juiste bril
- ✓ Verschillende maten
- ✓ 100% bescherming
- ✓ Inclusief stevige case, doekjes en touwtje

Een greep uit de laser & IPL monturen collectie:



