



**Totaalleverancier
van lasers en medische
technologieën**



Laservision Instruments BV
+31 (0) 529 428 000

www.laservision.nl
info@laservision.nl



CLATUU™

FREEZING FAT AWAY

Cryolipolyse

Cryolipolyse is een niet-invasieve behandeltechniek voor plaatselijke reductie van vetcellen door koeling.



Pijnloos



Bewezen



Snel




EFFECTIEVE VETREDUCTIE!



Behandeling

De handstukken worden door middel van vacuüm geplaatst op de te behandelen zone. Door middel van een sterke vacuümpomp worden de handstukken gefixeerd. De handstukken, die beschikken over een unieke 360° koeling welke uniek is voor de CLATUU, koelen daarna het vet voor een periode van 40-60 minuten. Daarna duurt het ongeveer 2-3 maanden voor het definitieve effect zichtbaar is. De behandeling is pijnloos en is eventueel te combineren met andere behandelingen. De huid blijft onbeschadigd na de behandeling.



Afslanken dankzij Cryolipolyse

De CLATUU is het apparaat voor het effectief vernietigen van vet op de plek naar keuze op het lichaam middels de 360° koeling handstukken. Middels extreme kou tot wel -9 graden worden vetcellen dusdanig beschadigd dat er apoptose optreedt en de vetcellen op een natuurlijke manier worden afgevoerd door het menselijk lichaam. Deze behandeling staat onder meer bekend als Cryolipolyse en is een bewezen effectieve manier voor plaatselijke vetreductie. De CLATUU maakt gebruik van een eenvoudige interface, mooi design en verschillende maten handstukken (Plat en Rond).

- ▶ Niet invasieve behandeling
- ▶ Een pijnloze en snelle behandeling
- ▶ Bewezen effectief voor het verminderen van vet.
- ▶ Zeer groot behandelgebied per handstuk
- ▶ Doeltreffend en eenvoudig in gebruik
- ▶ Gemiddeld slechts 1-2 behandelingen nodig



Applicaties voor het lichaam

De Clatuu is ideaal voor mensen die last hebben van overtollig vet op gebieden zoals hun love handles, onderbuik, dijen, bh uitstulpingen, rug, dijen en bovenbenen.

Om de verschillende delen van het lichaam zo efficiënt mogelijk te behandelen zijn er twee handstukken verkrijgbaar bij de Clatuu:



Kijk ook op
laservision.nl
voor meer informatie

SPECIFICATIES

Energie Type	Cryotherapie
Display	LCD 10,4" touch screen LCD 4,3" touch screen (handvat)
Aansluiting	200 - 240 V ~, 50Hz / 60 Hz
Energieverbruik	1250 VA
Afmetingen	490 x 715 x 1140 mm
Gewicht	92 kg



LASERVISION INSTRUMENTS BV
De Grift 20,
7711EJ Nieuwleusen

Tel: +31 (0)529 - 428 000
Fax: +31 (0)529 - 428 001

info@laservision.nl

De Grift 20
7711 EJ, Nieuwleusen

www.laservision.nl | info@laservision.nl | 0529 - 280000 | [@laservision_instruments](https://www.instagram.com/laservision_instruments)