



**Totaalleverancier
van lasers en medische
technologieën**



Laservision Instruments BV
+31 (0) 529 428 000

www.laservision.nl
info@laservision.nl



Vivace

Microneedling met Radiofrequentie

**Diverse technieken en te combineren
met andere behandelingen**

- ✓ Verschillende behandeltechnieken
- ✓ Korte behandeltijd
- ✓ Lage downtime



Méér dan lasers ...

Microneedling 2.0

Huidverstrakking in de huidlaag die jij wilt

Een apparaat dat diverse huidproblemen behandelt

Eén van jouw belangrijkste doelen is om mensen optimaal van dienst te kunnen zijn door ze te helpen met hun huidproblemen. Het is ontzettend fijn om al jouw verschillende klanten, elk met verschillende huidproblemen, zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De Vivace is een veelzijdig apparaat dat gebruik maakt van microneedling in combinatie met fractionele radiofrequentie.

Microneedling in combinatie met RF

Skin needling is een populaire en veilige methode voor huidverjonging. Hierbij worden kleine gaatjes in de huid gemaakt, wat er voor zorgt dat de collageen- en elastineproductie gestimuleerd wordt. Dit zorgt er voor dat de huid voller en egalier wordt en steviger zal aanvoelen.

RF wordt veelal ingezet bij het helen van wonden en huidregeneratie. Het effect van RF om huidverslapping, rimpels en huidveroudering tegen te gaan is wetenschappelijk vastgesteld. De verwarming die bij RF vrijkomt zorgt er voor dat het aanwezige collageen wordt samengetrokken. Daarnaast zullen de fibro-

blasten worden geactiveerd. Doordat de RF een niet-ioniserend elektromagnetisch veld genereert, zal er geen schade aan de huid ontstaan. Twee methoden richten zich op dezelfde behandelgebieden, met hetzelfde doel. Hierdoor zullen ze elkaar versterken.

RF-energie voor optimaal resultaat en snelle genezing

De micro-naalden van de Vivace zijn geïsoleerd. Dit zorgt er voor dat de naalden bipolaire energie diep in de dermis penetreren zonder de opperhuid te beschadigen. De RF-energie creëert fractionele elektrocoagulatie in de dermis, waardoor de wondgenezing sneller gaat. Dit stimuleert de productie van collageen en verbetert de elasticiteit van de huid. Niet alleen stimuleert het de productie van collageen, maar het remt ook talgklieren af zodat bijvoorbeeld acne verminderd wordt.

De combinatie van microneedling en radiofrequentie zorgt voor resultaatgerichte en effectieve behandelingen van diverse huidproblemen. Veelvoorkomende huidproblemen kunnen eenvoudig en effectief behandeld worden met de Vivace.



VIVACE

Fraxel Dual Laser





Collageen inductie therapie

Wanneer de kleine steriele micro-naalden gaatjes in de huid maken, worden er microscopische kanalen gecreëerd. Hierdoor wordt de aanmaak van collageen gestimuleerd. Dit proces verzacht rimpels en verbetert de huidstructuur. Deze microscopische kanalen zorgen er daarnaast voor dat nabehandelingsscrème goed in de huid kan penetreren. Dit zorgt voor huidvernieuwing, waardoor de huid zachter aanvoelt en jonger lijkt. Met de Vivace zorg je dus niet alleen voor een goede behandeling van jouw klanten, maar zorg je er ook voor dat de huid de nabehandelingsscrème goed opneemt.

Combineer het met andere behandelingen

Doordat er met de Vivace vrijwel geen huidschade wordt aangericht, kan de behandeling uitstekend gecombineerd worden met andere behandeltechnieken. Skinboosters, PRP (Platelet Rich Plasma) en andere behandelingen kunnen uitstekend worden ingezet in combinatie met dit veelzijdige apparaat. Dit zorgt ervoor dat jij jouw klanten optimaal van dienst kunt zijn door hun huidproblemen zo goed mogelijk te behandelen, maar dit ook te combineren met een optimale nabehandeling. Op deze manier zullen zij jou met een opgeheven hoofd en tevreden gevoel verlaten.

Verschillende behandelingen, effectief resultaat

- ✓ FIJNE LIJNTJES EN RIMPELS
- ✓ ZONNESCHADE
- ✓ HUIDVERSTRAKKING
- ✓ HUIDVEROUDERING
- ✓ ACNE
- ✓ GROVE PORIËN
- ✓ LITTEKENS
- ✓ STRIEMEN



EENVOUDIG BEDIENBAAR
VIA LCD SCHERM

ERGONOMISCH
HANDVAT

GROOT
BEREIK

MAKKELIJK
VERPLAATSBAAR




Vivace

Specificaties

Power	100/240V, 50 – 60 Hz
Elektrische aansluiting	40VA
Afmetingen	380 x 1140 x 340 mm
Gewicht	27 kg
Frequentie	1Mhz / 2Mhz (hoge frequentie)
Uitgangsvermogen regeling	PWM
Interface	10.4 inch LCD touchscreen



De blauwe LED zorgt ervoor dat Propionibacterium acnes (P. acnes) gedood wordt.



De rode LED verhoogt de productie van collageen, wat leidt tot een stevigere en verbeterde huid.

De Grift 20
7711 EJ, Nieuwleusen

www.laservision.nl | info@laservision.nl | 0529 - 428000 | [@laservision_instruments](https://www.instagram.com/laservision_instruments)